

TECARVET 4000

TECARTHÉRAPIE

TECARVET 4000 EST UN APPAREIL QUI UTILISE LA DIATHERMIE POUR OBTENIR DES EFFETS THÉRAPEUTIQUES EXTRAORDINAIRES SUR LES PETITS ANIMAUX, TELS QUE LE CHIEN ET LE CHAT. LE DISPOSITIF TRANSFÈRE L'ÉNERGIE EN MODALITÉ CAPACITIVE ET RÉSISTIVE. DE CETTE FAÇON, L'EFFET DU TRAITEMENT POURRA ÊTRE DIRIGÉ AVEC UNE BONNE EFFICACITÉ SUR LES TISSUS BIOLOGIQUES PROFONDS ET SUR LES TISSUS PLUS SUPERFICIELS.

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES POUR CHIEN, CHAT ET CHEVAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran

Écran tactile dimensions 4.3"

Puissance

160W, $\pm 20\%$

Fréquences d'émission

400KHz, 470KHz, 700KHz, 1000KHz $\pm 10\%$

Modalité de traitement

Capacitive et résistive

Électrodes capacitives

3 dimensions Ø (mm 30, 50, 70)

Électrodes résistives

3 dimensions Ø (mm 30, 50, 70)

Alimentation secteur

100-240V AC, 50-60Hz, 1.8A

Dimensions


170x220x60 mm

Poids

1100 gr

ÉQUIPEMENT STANDARD

- 1 Mallette professionnelle pour le transport
- 1 Dispositif TECARVET 4000
- 1 Électrode de retour (plaque)
- 1 Tête résistive monopolaire avec 3 électrodes Ø (mm 30, 50, 70)
- 1 Tête capacitive monopolaire avec 3 électrodes Ø (mm 30, 50, 70)
- 1 Crème de 250 ml
- 3 Bandes élastiques
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



- RÉSISTIF
- CAPACITIF
- BIPOLAIRE
- MULTI-UTILISATEUR
- PROGRAMMABLE
- ÉCRAN TACTILE
- ALIMENTATION SECTEUR

TECARVET 4000

TECARTHÉRAPIE

LISTE PROGRAMMES

CHIEN/CHAT

Hématomes/Cédèmes

Ostéoarthrose capacitif

Ostéoarthrose résistif

Ostéoarthrite capacitif

Ostéoarthrite résistif

Contracture musculaire aiguë

Contractures musculaires chroniques

Dorsalgie/Lombalgie aiguë

Dorsalgie/Lombalgie chronique

Spondylarthros

CHEVAL

Hématomes/Cédèmes

Ostéoarthrose capacitif

Ostéoarthrose résistif

Ostéoarthrite capacitif

Ostéoarthrite résistif

Contracture musculaire aiguë

Contractures musculaires chroniques

Dorsalgie/Lombalgie aiguë

Dorsalgie/Lombalgie chronique

Spondylarthros

Lésions tendineuses

Points de déclenchement